




1



2




3



4



5



6



7

## Genumedi pro

kolenní ortéza s výztuhami

Lehká anatomická úpletová aktivní kolenní ortéza s postranními duralovými dlahami s antibakteriální úpravou. Dvouosý kolenní kloub z lehkého kovu, zvýšená podpora pomocí suchých zipů na stehně a pod kolenem.

Nový design a vylepšené funkce. Lehký, prodyšný materiál „Clima-Comfort“ s obsahem stříbra přizpůsobitelný anatomickým tvarům, kompresivní materiál zlepšuje místní cirkulaci (urychlení absorpce hematomů, otoků), propriocepční stimulační svalový efekt, cirkulární silikonová ochrana pately, mediální a laterální zpevnění.

### Údržba:



57% polyamide, 21% polyester und 22%  
èlasthanne

### Velikostní tabulka

Velikost	d	f	
I	25-29	37-41	d : obvod lýtka
II	30-33	42-45	
III	34-37	46-49	
IV	38-41	50-53	f : obvod stehna
V	42-46	54-58	